

# AC SYSTEM 取扱説明書

## INSTRUCTIONAL GUIDE

*The AC system is a two-part magnetic nasal dilation device. To ensure correct fit, comfort, and optimum performance please follow the instructions below.*

- 1.** インナーフランジはフォームの穴に入っても、入ってなくても大丈夫です。  
一番快適な状態で、調節してください。
- 2.** 両クリップ裏のタブ (白印) を押して、クリップを開きます。
- 3.** フォームのクリップを押しながら、ゴーグル本体のフォームに取り付けます。  
開いたクリップをインナーフレームに取り付けて、人差し指と中指はクリップの上、親指はクリップの下を押さえて、閉じます。(クリックの音が確認できます)
- 4.** クリップは、ゴーグルフレームとフォームをきちんと挟むようにしてください。  
二個目のクリップの取り付け方は同じ方法を繰り返します。
- 5.** クリップのポジションの調整が必要な場合には、クリップを外して、動かします。  
クリップのポジションは個人によりますが、ステッカーを貼り付ければ、理想的なポジションが見つかります。

## APPLYING THE STICKERS

### ステッカーの貼付け方

- 1.** 付属のアルコール脱脂綿を使用し鼻周りをきれいにし、乾燥させてください。
- 2.** 付属の磁気ステッカー接着用スティックを使って、付属のステッカーを取ります。
- 3.** 磁気ステッカーの裏シートを外します。必ず図の通り、鼻に貼り付ける前に裏シートを外してください。
- 4.** 磁気ステッカーを鼻の片方、磁気部分は鼻骨辺りに当たるように、貼り付けてください。  
貼り付けたら、磁気ステッカー接着用スティックをゆっくりスライドして離します。そのまま外さないでください。  
※磁気は、鼻骨周り以外の位置は避けてください。
- 5.** もう片方の鼻も同じ方法で、磁気ステッカーを貼り付けてください。貼り付ける場所は左右対称になるように、調整してください。また、磁気ステッカーがしっかりと貼り付いているか、再確認してください。  
磁気ステッカーの接着効果は5-10分で現れますので、その後ゴーグルを着用してください。
- 6.** ご使用するヘルメットによっては、ゴーグルの着用位置に多少の誤差があります。  
必ず、ヘルメットとゴーグルを着用して、クリップと磁気ステッカーのポジションをテストしてください。